

# EMBENAT NEUROMUSCULAR EN PEDIATRIA

## INTRODUCCIÓ

Amb l'**Embenat Neuromuscular** podem aconseguir estabilitzar, donar suport als músculs i articulacions sense limitar el moviment de l'infant, i alhora millorar la funcionalitat, sent al seu torn compatible amb teràpies aquàtiques i la higiene diària. Les característiques pròpies de l'embenat: elasticitat, hipoal·lèrgic, transpirable, resistent a l'aigua i d'assecat ràpid, fan que el grau de tolerància dels nens a la tècnica sigui molt elevat.

L'estímul propioceptiu que aporta l'embenat reforça de manera constant el tractament, podent oferir a l'infant una sensació similar a la que li donen les nostres mans.

Els colors cridaners de l'**Embenat** són útils per estimular el seguiment visual i evitar la negligència sensorial de les zones que l'infant no pot moure, facilitant la integració sensorial i l'estructuració de l'esquema corporal.

La tècnica de l'**Embenat Neuromuscular** està en contínua evolució. En els últims tres anys, les aplicacions pediàtriques han augmentat considerablement i han demostrat la seva utilitat per millorar el desenvolupament psicomotor, evitar la progressió o corregir deformitats ortopèdiques, millorar el trofisme i alleujar el dolor, tractament de cicatrius, complementar la fisioteràpia respiratòria, ajudar a control de la deglució i el baveig, etc.

## MÈTODES DOCENTS

Els continguts pràctics realitzats en el curs es mostraran en Power Point. Els alumnes practicaràn cadascuna de les tècniques en dos grups, les quals estaran supervisades per la docent.

Els continguts teòrics. S'ensenyarà en una lliçó magistral com elaborar un embenatge neuromuscular, mostrada també en Power Point.

## MATERIAL DEL CURS

- Els apunts del curs es recolliran en un dossier en color.
- Elements per a realitzar l'embenatge neuromuscular (rotllos de curetape i cross tapi).

## ACREDITACIÓ I HOMOLOGACIONS

**S'entregarà als alumnes certificació acadèmica acreditada per l'associació \*TNM Internacional.**

\*Taping Neuromuscular Internacional – C/ Constitución, nº 115, bajo 1 - 28100 Alcobendas Madrid (España)  
RNA nº: 1/1/601272 - formacion@tnminternacional.com .

## OBJECTIUS

### Generals:

Facilitar als alumnes els coneixements, actituds i habilitats necessàries per a l'aplicació de l'embenat neuromuscular en la pràctica assistencial del fisioterapeuta pediàtric.

### Específics:

- Conèixer els fonaments de l'embenat neuromuscular i les propietats físico-mecàniques del material amb què es realitza.
- Conèixer els mecanismes d'acció de l'embenat neuromuscular i les diferents tècniques d'aplicació.
- Conèixer els principis d'aplicació de l'embenat neuromuscular, les seves indicacions i contraindicacions.
- Conèixer les particularitats de l'aplicació pediàtrica, les seves indicacions i contraindicacions. Aplicar correctament les diferents tècniques d'embenat neuromuscular en nens, integrant-les en una seqüència de tractament fisioterapèutic desenvolupant noves propostes de tractament.

[www.acap.cat](http://www.acap.cat)

## DOCENT:

### Isabel Jiménez Mata

Fisioterapeuta del C.P.E.E. Miguel de Unamuno (Móstoles, Madrid). Especialista en Vendaje Neuromuscular. Docente acreditada de la Asociación Española de Vendaje Neuromuscular (RNA nº 1/1/592442) y TNM internacional."

**A qui va dirigit :**  
Diplomats, titulats en el grau de Fisioteràpia

## Lloc:

Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya  
Segle XX, 78,  
08032, Barcelona

## Dates i horaris:

Dimecres 10 de juliol:  
de 9:15 a 14.15 i de 15:30 a 18:30 h (8 h.)  
Dijous 11 de juliol: de 9:15 a 14:15 i de 15:30 a 19:30 h (7 h.)  
Divendres 12 de juliol de 9:15 a 14:15 h (5 h.)

## Duració:

20 hores ( 15% teòric i 85% pràctic )

## Preu:

290 € General  
255 € Socis ACAP  
225 € Fisioterapeutes de l'ACAP (**GRUP DE TREBALL**)

## Places limitades

L'Acap es reserva el dret de cancel·lar el curs si el nombre de persones inscrites és inferior a 12.

## Data límit d'inscripció: 1 DE JULIOL

Es recomana portar roba còmoda ( pantaló curt) i la pell depilada.

## Inscripcions

<http://cursos.acap.cat/cursos/>

Informació: Secretaria de l'Acap  
Telèfon i fax 93.4987128

[acap@acap.cat](mailto:acap@acap.cat)

ORGANIZAT PER:

 ASSOCIACIÓ CATALANA  
D'ATENCIÓ PRECOÇ